

Plasmapp – Sterlink U510

Spécifications techniques



Produit	Stérilisation au plasma
Méthode de stérilisation	Injection de peroxyde d'hydrogène vaporisé
Pompe sous-vide	Intégrée
Dimensions (L × P × H)	542 mm × 418 mm × 308 mm
Chambre (L × P × H)	470 mm × 185 mm × 90 mm (8 l)
Diagonale (chambre)	510 mm
Poids	31 kg
Température	Jusqu'à 50 °C
Durée du cycle	• Mode standard : 18 min (20 cycles) • Mode avancé : 31 min (20 cycles)
Accessoires	Cassette de stérilisation STERLOAD U30 : 20 cycles (mode standard / avancé) – 2 cassettes par boîte
Articles stérilisables	Instruments sensibles à la chaleur et à l'humidité (cathéters, endoscopes, sondes électrochirurgicales, pièces à main, etc.)
Articles non stérilisables	Substances absorbantes (papier, lin, cellulose, etc.), liquides, huiles, poudres
Options	• Rouleaux de gaines et sachets de stérilisation de différentes longueurs et compatibles avec le plasma • Soudeuse pour gaine de stérilisation
Caractéristiques	• Cycle de stérilisation rapide • Coût économique • Taille compacte • Conception ergonomique • Entretien facile • Respectueux de l'environnement • Protection contre les dommages causés par la chaleur